

### Sarstedt-System **S-Monovette® LH Metall-Analytik 7,5 mL**

Durch den Einsatz von Spezialmonovetten kann die Qualität der Spurenelement-/Metall-Analytik verbessert werden.

Die Verwendung von **LH Metall-Analytik Monovetten®** (LH-Trace Metal Analysis: Lithium-Heparin, orangefarbene Kappe, weißes Etikett) ermöglicht eine besser standardisierte Bestimmung der Konzentrationen von Spurenelementen im Blut und Plasma durch die Angabe der max. Leerwerte (nur bei Verwendung der u. a. Spezialkanüle gültig).

Empfohlen wird der Einsatz für die Bestimmung von

- Aluminium
- Nickel
- Chrom
- Kobalt
- Mangan

Diese Spezialröhrchen können zusammen mit den Spezial-Nadeln für die Metallanalytik wie gewohnt über unseren Materialversand bestellt werden

Dies entspricht den Forderungen der deutschen und internationalen Fachgesellschaften.

### **S-Monovette® LH Metall-Analytik 7,5 mL**



### **Safety needle für S-Monovette® Metall-Analytik 21G x 1 ½**



Bestellung über den Materialversand: Tel.: 0721 6277-683 | Fax: 0721 6277-906