

























## Abstrichmedien für Urogenitaltrakt

Verfahren	Sexuell übertragbare Erreger (STD)	Chlamydien Gonokokken	Humanes Papillomavirus (HPV)	Herpes simplex-Virus (HSV 1, 2)	Ureaplasma Mykoplasma	Pathogene Keime Allg. Bakteriologie
Methode	Multiplex-PCR	PCR	PCR	PCR	Kulturelle Anlage, Mikrobiologie	Kulturelle Anlage, Mikrobiologie
<b>Vagina</b>	 trockener Abstrich, flexibler Schaft, weiß			 trockener Abstrich, flexibler Schaft, weiß	 Abstrichtupfer in speziellem Medium ausdrücken, Tupfer verwerfen!	 Abstrich mit Transportmedium
<b>Rektum</b>	 trockener Abstrich, flexibler Schaft, weiß			 trockener Abstrich, flexibler Schaft, weiß		 Abstrich mit Transportmedium
<b>Harnröhre Urethra</b>	 trockener Abstrich, flexibler Schaft, weiß	 Abstrichtupfer in Spezialmedium			 Abstrichtupfer in speziellem Medium ausdrücken, Tupfer verwerfen!	 Abstrich mit Transportmedium
<b>Urin</b>		 Urin in Spezialmedium			 300µL in spezielles Medium geben	 Urin, nativ  Uricult
<b>Cervix</b>	 trockener Abstrich, flexibler Schaft, weiß	 Abstrichtupfer in Spezialmedium	 Spezielles Abstrichset mit Bürste	 trockener Abstrich, flexibler Schaft, weiß	 Abstrichtupfer in speziellem Medium ausdrücken, Tupfer verwerfen!	 Abstrich mit Transportmedium
<b>Penis</b>	 trockener Abstrich, flexibler Schaft, weiß			 trockener Abstrich, flexibler Schaft, weiß		 Abstrich mit Transportmedium