



Hinweise zur Diagnostik und Probennahme bei Verdacht auf **Bakterielle Vaginose (Aminkolpitis)**

Probennahme: Vaginalabstrich der hinteren Scheidenwand

- Für den Nachweis von **Clue Cells** und zur Beurteilung **der mikrobiellen Flora**
 - Abstrichtupfer einmal voll drehen und dabei gegen die Scheidenwand drücken, um Vaginalepithelzellen zu gewinnen
 - Ausstrich anfertigen:
Abstrichtupfer auf einem Objektträger *abrollen*, lufttrocknen
Ausstrich in Objektträgerbehälter versenden

- Für den **Kulturellen Nachweis** von ***Gardnerella vaginalis***, anderen **Anaerobiern** und einer erhöhten Anzahl von **Mycoplasmataceae** einen zweiten Abstrichtupfer in Aktiv-Kohle enthaltendem Transportmedium versenden.

- Messen des **pH-Wertes** des Scheidensekrets mit pH-Papier
pH > 4.5: Hinweis auf bakterielle Vaginose