

## Septin 9

### Bluttest zur Darmkrebserkennung IGeL-Leistung (Kosten: auf Anfrage)

#### Material:

2 x 8,5 mL CPDA-Blut, das unmittelbar nach der Blutentnahme bei 2 - 8 °C gekühlt werden muss.

Das Untersuchungsmaterial ist nur begrenzt stabil.

#### Vorgehensweise in der Praxis:

(besser wäre Blutentnahme bei uns im Labor)

Auftrag muss im Labor vorangemeldet werden!  
(bei Probenlogistik oder Servicezentrale)

- Kühlbehälter im Kühlschrank lagern, damit er gut durchgekühlt ist (**nicht** in den Gefrierschrank!)
- Material sofort nach der Blutentnahme im Kühlschrank aufbewahren bis der Fahrdienst kommt  
(Probe darf auf keinen Fall gefrieren!)
- Blutprobe im Styropor-Kühlbehälter mit dem Fahrdienst ins Labor schicken

Auftrag bitte **direkt** an eine Mitarbeiterin des Probeneingangs weiterleiten!